


기화식 가스 발생기 (GGA-2491)

- 공기청정기 유해가스 정화능력 시험을 위한 표준가스 발생 솔루션
- 일정한 가스 발생량



구분	사양
시스템구성	유량조절기, 온도조절기, 가열 플레이트, 가스 발생 챔버
시험가스	포름알데히드, 톨루엔, 암모니아
공급압력	2 bar (권장)
최대발생유량	Max. 5L/min
최대가열온도	최대 200℃
가열범위	< 150℃
가열 Plate	Anodized Aluminum
캐리어가스유량	~2L/min
관련규정	ANSI/AHAMAC-4
주입방식	마이크로실린지(100μL) 사용, Septum 주입
전원	220VAC, 60Hz
크기 (WHD)	450X270X350mm